
HOGGI[®]



DURO // DURO Cross Användarmanual

en


Användarmanual för rehabvagn DURO // DURO Cross

1	Modellidentifiering och grundläggande konfiguration	
1.1	Identifiering av modell (etikett)	4
1.2	Grundläggande konfiguration	4
1.3	Miljöförhållanden	4
2	Gemensam information	
2.1	Förord	5
2.2	Ansökan	5
2.3	Försäkrans om överensstämmelse	5
2.4	Villkor för garanti	5
2.5	Service och reparationer	5
2.6	Informationsplikt i allvarliga fall	5
2.7	Produktsäkerhet / produktåterkallelser	5
3	Säkerhetsinstruktioner	
3.1	Betydelsen av symboler	6
3.2	Gemensamma säkerhetsanvisningar	6-9
4	Leverans och förberedelse för användning	
4.1	Leverans och förberedelse för användning	11
5	Justerings- och anpassningsmöjligheter	
5.1	Låsning av hjul	22
5.2	Höjjustering av tryckhandtaget	22
5.3	Sittdjup och sittbredd	23
5.4	Hållare för tillbehör	23
5.5	Höftstöd	23
5.6	Sidostöd	24
5.7	Lårstöd	24
5.8	Ryggens höjd	24
5.9	Tillbakkallutad	24
5.10	Fotstödsupphängning, vinkeljusterbar	24
5.11	Längd på underben	25
5.12	Fotstöds vinkel	26
5.13	Fußbrettarretierung	26
5.14	Avtagbara hjul med snabbkoppling	26
5.15	Pneumatiska däck	27
6	Tillbehör	
6.1	Svängbart lås	27
6.2	Mjuk tillbehörsväska	28
6.3	Kuddar för nackstöd	29
6.4	Huvudstödsdynor (låg version)	30
6.5	Höftbälte	30
6.6	4-punkts höftbälte	31
6.7	Fempunkts sele	32
6.8	Fotremmar	33
6.9	Ankelkrage	33
6.10	Ljums krem	34
6.11	Abduktionsblock	35
6.12	Hållare för tillbehör, stödhandtag eller terapibricka	36
6.13	Stödhandtag	36
6.14	Bricka för terapi	36

6.15	Varmare vinter	37
6.16	Inlägg av fårskinn	37
6.17	Regncape	38
6.18	Baldakin inkl. adapter och regnskydd	38
6.19	Skötare broms	39
6.20	Trumbroms	40
6.21	Buggy-bräda	40
6.22	Skugga i solen	40
6.23	Tillbehörs- och skötväska	41
6.24	Högtalare för nackstöd, för nackstödsdynor	41
7	Transport	
7.1	I bagageutrymmet på en bil	41
7.2	Använd din rehab-vagn för busstransport	41
7.3	Säkring av rullstolar i en BTW	42
7.4	Anschnallen des Kinderwageninsassen	43
8	Underhåll / Service och reparationer samt drifttid	
8.1	Underhåll / Service och reparationer	45
8.2	Drifttid	45
9	Förvaring	46
10	Återvinning och avfallshantering	46
11	Specifikationer	
	Alla specifikationer och anteckningar om tillbehör och påbyggnader	47

Identifiering av modell

Etiketten fästs på ryggstödspanelen eller lämnas kvar på sätespanelen.

	Färgkod Artikelnummer Storlek Serienummer CE-märkning
	Klassificering / Produktnamn / Variant Tillverkningsdatum Maximal belastning / lastkapacitet
	Tillverkare Tillverkningsort Tillverkningsår

1.2 Grundläggande konfiguration av

- **DURO // DURO Cross** rehab buggy
- Fram- och bakhjul med luft- eller PU-däck
- Trumbromshjul med polyuretan- eller pneumatiska däck (endast för DURO Cross)
- Klädsel
- Stöd för lår
- Stödjande konsoler
- Fotstödssystem och fotstöd

1.3 Miljö förhållanden

Miljöfaktorer som temperatur och luftfuktighet kan skada rehabbuggyn. Tillverkaren rekommenderar att DURO // **DURO Cross** inte kondenseras vid omgivningstemperaturer mellan -20 °C och +40 °C och en luftfuktighet på 5 till 100 %. Varning och försiktighet: Långvarig exponering för solen kan leda till att delar av vagnen blir varma. Se till att!

2 Vanlig information på

2.1 Förord

Tack för att du har valt rehabvagnen DURO // DURO Cross. Vi har utformat denna högkvalitativa produkt för att göra ditt liv säkrare och enklare, och vi har inkluderat denna bruksanvisning för att hjälpa dig att använda och ta hand om den. Läs följande instruktioner för att säkerställa att du använder produkten enligt rekommendationerna. Om du har ytterligare frågor eller om du har några problem, vänligen kontakta din vårdgivare. Vi hoppas att DURO // DURO Cross uppfyller dina förväntningar. Vi hoppas reservera tekniska ändringar för den specificerade modellen i denna bruksanvisning. Innan rullstolen används första gången måste denna bruksanvisning läsas och förstås av patient och stödpersonal för att garantera en säker hantering av rehabvagnen.

2.2 Tillämpning

Rehab-barnvagnar, pediatrika posturala positioneringssystem eller barnvagnar är lämpliga för barn och ungdomar som inte kan gå eller som har ett gångsvårigheter och därför behöver hjälp med förflyttning.

Assistans kan krävas på av:

- Atypisk muskeltonus
- Förlust av extremiteter (dysmeli/amputation av nedre extremiteter)
- Extremitetsdefekt och/eller deformitet
- Kontrakturer i leder
- Defekter i leder
- Allmän svaghet

DURO // DURO Cross rehabvagn kan användas både inomhus och utomhus samt för vidare service. För vidare service måste produkten rengöras och desinficeras på ett effektivt sätt. Efteråt måste produkten kontrolleras med avseende på skick, slitage och skador av en auktoriserad tekniker. Alla skadade och olämpliga delar bytas ut. Se även servicehandboken för mer detaljerad information.

2.3 Försäkran om överensstämmelse

HOGGI GmbH som tillverkare försäkrar under eget ansvar att rehab-rullstolen för barn och ungdomar DURO // DURO Cross uppfyller de allmänna säkerhets- och prestandakraven i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745. Harmoniserade europeiska standarder har tillämpats.

Tillämpliga harmoniserade standarder har tillämpats. BINGO Evolution uppfyller kraven i ISO 7176-8, DIN EN ISO 12182 och DIN EN ISO 12183.

2.4 Villkor för Garanti

Garantin gäller endast om produkten används enligt angivna villkor och för avsedda ändamål, i enlighet med alla tillverkarens rekommendationer. Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakats av komponenter och reservdelar som inte godkänts av tillverkaren. Se även § 8 i allmänna villkor på: www.hoggi.de

2.5 Service och reparationer

Service och reparationer på rehabvagnen DURO // DURO Cross får endast utföras av auktoriserade HOGGI-återförsäljare. Om problem uppstår ska du kontakta den återförsäljare som levererade din DURO // DURO Cross.

Auktoriserade återförsäljare monterar endast originalreservdelar från HOGGI.

2.6 Informationsplikt vid allvarliga fall

Alla allvarliga tillbud som inträffat i samband med produkten ska rapporteras till tillverkaren, fackhandeln och ansvarig myndighet.

2.7 Produktsäkerhet / produkt återkallelser

Du kan få ny information om produktsäkerhet och produktåterkallelser från specialiserade återförsäljare eller direkt från tillverkaren på www.hoggi.de



För förberedelse, reparation och service krävs följande verktyg:
Insexnyckel, storlek: 3 mm, 4 mm, 5 mm och 6 mm
Skruvnyckel, storlek: 10 mm, 13 mm, 19 mm och 24 mm



Ytterligare DURO // DURO Cross dokumentation:
- Servicehandbok
- Reservdelskatalog

3 Säkerhet instruktioner

3.1 Betydelse av symboler



Försiktighet!
Varning för risk för olyckor och personskador. Varning för eventuell teknisk skada.



Information!
Om användning av produkten.



Information!
För servicepersonal.



Lystring!
Läs bruksanvisningen före användning.

3.2 Vanliga säkerhetsinstruktioner



Läs bruksanvisningen helt och hållet före användning!

Bekanta dig med produktens handhavande och funktioner före användning och öva på de olika funktionerna.

Du är ansvarig för ditt barns säkerhet. Ditt barns säkerhet kan äventyras om du inte följer anvisningarna i denna bruksanvisning. Alla tänkbara omständigheter och oförutsägbara situationer kan dock inte beskrivas i denna bruksanvisning. Förnuft, försiktighet och omtanke är inte egenskaper hos produkten, utan krävs av personer som använder produkten. Den person som använder produkten och dess tillbehör ska förstå alla anvisningar och förklara dem för alla personer som använder produkten och dess tillbehör.

Om instruktionerna inte är tydliga och ytterligare förklaringar krävs, eller om har ytterligare frågor, kontakta din HOGGI-återförsäljare.



Spänn alltid fast barnet när det sitter i rehabvagnen.



HOGGI påpekar att all användning utöver den typiska användningen kan vara farlig. Rehabbuggyn är inte lämplig för jogging, löpning, skridskoåkning eller liknande aktiviteter. De svängbara framhjulen tenderar att vingla vid högre hastigheter, vilket kan leda till att vagnen plötsligt stannar och välter. Använd rehabvagnen endast i vanlig gånghastighet. Lämna under inga omständigheter styret när du skjuter och skjut aldrig bort stolen.



Buggyn får endast användas på fast och jämn mark.



Använd din buggy på det sätt som tillverkaren har avsett. Kör t.ex. inte in i hinder (t.ex. trappsteg, trottoarkanter) utan att bromsa.



För att komma över hinder som trappor och trottoarkanter, luta vagnen på bakhjulen (dra den bakåt för att komma upp; för att komma ner, sänk den långsamt framåt).



Gå inte upp eller ner för trappor utan hjälp av en annan person. Om det finns hjälpmedel som ramper eller hissar tillgängliga ska du använda dem. Om de inte finns tillgängliga bör vagnen bäras över hindret av två personer.



Var särskilt uppmärksam i sluttningar och lutningar för att förhindra detta:

- hindrar barnet från att ramla ur vagnen
- att barnvagnen inte tippas över
- att barnvagnen inte rullar iväg



Lyft endast rehabvagnen i de delar som är ordentligt fastsatta:

- främre ramrör ovanför framhjulen
- framaxel
- tryckhandtag



Om du måste parkera i en sluttning, vänd rehab-bagen uppåt med bromsarna inkopplade och se till att sätet är i upprätt läge. Det finns en risk att rehab-vagnen tippas bakåt om sitsen är i läge.



Lås alltid hjullåsen innan du lämnar rehabvagnen och innan du kliver i och ur den.



När ditt barn sträcker sig efter föremål framför, vid sidan av eller bakom vagnen, se till att han/hon inte lutar sig för långt ut ur vagnen eftersom tyngdpunktsförskjutningen kan leda till att vagnen tippas eller välter.



Rehab-buggyns köregenskaper påverkas starkt av däcktrycket. Korrekt lufttryck i däckan förbättrar avsevärt manövrerbarheten. Lufttrycket ska vara minst 2 bar (200 kPa resp. 29 PSI).



Tänk på att fotstödet kan kollidera med länkhjulen vid vissa inställningar av fotstödet.



Förvara förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn.
Plastförpackningar utgör en kvävningsrisk.



Lämna aldrig barnet utan uppsikt i rehabvagnen, även om det är fastspänt och bromsarna är åtdragna.



I mörker bör användaren bära lätta kläder eller kläder med reflexer för att förbättra synligheten. Se till att reflexerna, om de är monterade, är väl synliga. Vi rekommenderar också att aktiv belysning installeras.



Innan du använder rehabvagnen måste både fällbara skydd och sits vara ordentligt låsta på plats.



Statisk stabilitet vid 10,5° lutning.
Att fästa tunga väskor eller annan vikt i körhandtagen kan påverka stabiliteten negativt.



Försiktighet!
Beakta särskilt vid justering av lutningsfunktionen, tiltfunktionen och fotstöds upphängningsvinkel risken för att barnet kan fastna med armar eller ben som sticker in i DURO // DURO Cross flexibla delar.



Använd inte fotstödet för att ta dig i och ur rullstolen i allmänhet. Använd fotstödet endast med skor.



Rehab-vagnen är endast avsedd för ett barn åt gången.



Bortskaffande av avfall: Förpackningsmaterialet samt metall-, aluminium- och plastdelar kan återvinnas. Återvinningen måste ske i enlighet med nationella och juridiska bestämmelser.



Den maximala vikten som kan transporteras i tillbehörsväskorna är 3 kg (modell "soft") eller 8 kg (modell "large").
Brickorna får inte belastas med föremål som väger mer än 5 kg.



Försiktighet!

Alla klädsar är svårantändliga och uppfyller kraven i EN 1021 del 1 (cigarettest) och del 2 (tändstickstest). Men det skyddar inte användaren i sittdelen från att drabbas av brännskador på grund av oförsiktig hantering med eld eller öppen eld.



För förvaring i hopfällt läge ska du inte belasta basramen (om fästeanordningen är monterad).



Den maximala belastningen för DURO // Cross är 75 kg.



Tillbehör och påbyggnader minskar den maximala belastningen proportionellt.



Vi rekommenderar att användarna, där och när det är möjligt, flyttar över till de säten som är installerade i motorfordonet och använder motsvarande fasthållningsanordningar i fordonet, eftersom detta är det enda sättet att säkerställa optimalt skydd för passagerarna i händelse av en olycka.

Din DURO // DURO Cross rehab-buggy har testats framgångsrikt i enlighet med ANSI/RESNA WC/19 och ISO 7176/19 (Crashtest).

Det är dock möjligt att använda DURO // DURO Cross rehabvagn som sittplats i ett motorfordon.



Montering av ett sätesskal är endast tillåtet inom det angivna sittområdet. Tillverkaren av den nya produktkombinationen måste testa stabiliteten och efterlevnaden av den maximala belastningen innan den tas i drift.



Varken det maximala sittdjupet eller den maximala rygghöjden får överskridas.



Läs gärna manualen och informationsmaterialet för synskadade personer - eller använd elektriska hjälpmedel. Ladda ner eller läs alla DURO // DURO Cross dokument på vår hemsida www.hoggi.de. Dessutom finns produktvideor och produktfotogallerier är tillgängliga online!



När du ändrar några inställningar på DURO // DURO Cross, till att du drar åt alla skruvar som har lossats ordentligt.



Kontrollera produktens skick om förpackningen är skadad.



Var försiktig vid extrema temperaturer. Rullstolen kan värmas upp kraftigt i solen eller i bastun. Vid extrem kyla finns det risk för hypotermi. För personer med okänslig hud (dvs. personer som inte kan uppfatta en temperaturökning) och/eller med hudskador måste man se till att metalledar inte når för hög temperatur. I dessa fall är det absolut nödvändigt att bära lämpliga plagg för att skydda huden.



HOGGI:s sittdyna (Trevira CS) och den konturerade sittdynan (Trevira CS) samt HOGGI:s ryggstöd och sitsöverdrag i nylon är flamskyddade enligt EN 1021-1 och EN 1021-2. Vid användning av andra dynor och ryggkuddar, som originalet som levereras av HOGGI eller som används i tillägg till stoppning, ges inte den flamskyddande effekten.



Se alltid till att snabbfästet på bakhjulet går i korrekt ingrepp.



4 Leverans och förberedelse för användning

Din DURO // DURO Cross rehab buggy levereras normalt färdigmonterad.
Leverans i kartong:
800 mm (L) x 700 mm (B) x 400 - 450 (H)

Kontrollera produktens skick om förpackningen är skadad. Ta försiktigt bort transportlåsen och transportförpackningen.

Originalförpackningen innehåller följande delar:

- Mobilitetsbas, hopfälld
- Bakre hjul
- Sits-, rygg-, höft- och sidoklädsel
- Tillbehör enligt beställning
(Dessa måste monteras på rehabbuggyn av en auktoriserad återförsäljare)
- Instruktioner och lista över verktyg som krävs



Gör på följande sätt för att fälla ut DURO // DURO Cross:

- Lossa den utfällbara säkerhetsspärren på den vänstra främre ramen.



- Använd det svarta handtaget på skjutstången för att lyfta rehavgagnen och fälla ut den tills du kan ställa den på hjulen.
- Tryck skjutreglaget bakåt tills de fällbara skydden går i hörbart ingrepp.



- Kontrollera de båda fällbara skydden och koppla in dem om det behövs.



Montera bakhjulen:

- Tryck ner snabbkopplingen med tummen enligt bilden och placera bakhjulet på bakaxeln.
- Kontrollera att axeln sitter fast ordentligt genom att dra i hjulet utan att trycka på snabbkopplingen.
- Gör likadant på motsatt sida.



- Klipp försiktigt av de båda transportlåsen (buntbanden) på skötbromsen med en sax eller en hobbykniv.



DURO Cross:

- Fatta tag i snabbkopplingsaxeln enligt bilden och tryck in utlösningsskappen.



- För den genomgående axeln med utlösningsskappen intryckt genom hjulets lager.
- Kontrollera att axeln sitter fast ordentligt genom att dra i hjulet utan att trycka på snabbkopplingen.
- Gör likadant på motsatt sida.



I följande steg beskrivs hur du monterar det avtagbara ryggstödet:

- För ryggstödet horisontellt mot säteslåset.



- Illustrationen visar snapin-modulen.



- Nu kan ryggstödet höjas.



Lyft det löstagbara ryggstödet:

- Koppla in ryggstödet i det första ryggvinkelläget (hörbart).



Lyft det fällbara ryggstödet:

- Dra i frigöringsbandet på ryggstödet enligt bilden och flytta ryggstödet bakåt.
- Koppla in ryggstödet i det första ryggvinkelläget (hörbart).



- Illustrationen eller markeringen visar ryggstödet låst i första ryggvinkelpositionen.



- Efter att ha dragit i frigöringsremmen kan sitsens vinkel justeras.

- Dra ryggstödet bakåt tills det klickar på plats.



Fotstödssystem och :

Fotstödssystemet och fotstödet är i ett ledat läge för transport.

- Sväng fotstödet nedanför.

- Sväng fotstödssystemet med fotstödet till önskad position position.



- Kläm fast den ordentligt med klämspaken.




- Tryck på den markerade knappen och för förlängningsspaken till önskad position.




Om din rehab-vagn är utrustad **med lårstöd** ska du gå tillväga på följande sätt:

- Placera lårstöden i önskat läge på sittplattan.
- Sätt i de två coachbultarna uppifrån enligt bilden.



- Fäst de båda bussbultarna med vingmuttrarna på undersidan av sätespanelen enligt bilden.



- Fäst båda skruvanslutningarna med en Biloc-mutter enligt bilden.
- Försätt på samma sätt på motsatt sida.

Om din rehab-vagn är utrustad **med höftstöd** ska du gå tillväga på samma sätt.



- Placera höftstöden (vänster) på konsolerna (vänster) enligt bilden.
- Försätt på samma sätt på motsatt sida.



Om din rehab-buggy är utrustad **med nackstöd (låg version)** fortsätt enligt följande:

- Placera huvudstödsdynan i önskat läge framifrån på ryggstödsplattan.
- Sätt i de två bussbultarna framifrån enligt bilden.




- Fäst de båda coachbultarna med de räfflade muttrarna på baksidan av ryggstödsplattan enligt bilden.



- Fäst båda skruvanslutningarna med en Biloc-mutter enligt bilden.
- Fortsätt på samma sätt på motsatt sida.

Om din rehab-vagn är utrustad **med nackstödsuddar (hög version)** fortsätt på samma sätt.



Om din rehab-barnvagn är utrustad med en **anatomisk nackstöd**, gör på följande sätt.

- Använd de fyra befintliga hålen för att montera nackstödet.



- Placera nackstödet med aluminiumskenorna enligt bilden och för in skruvarna genom bakplåten framifrån.



- Fäst nackstödet på baksidan av ryggstödspanelen med hjälp av de medföljande brickorna och täckmuttrarna, enligt bilden.
- Du behöver en 8 mm hylsnyckel för installationen.




- Huvudstödet kan flyttas vertikalt för att anpassa höjden i olika sittpositioner.
- Illustrationen visar den nedre positionen.



- Illustrationen visar den övre positionen.




- Efter monteringen måste den övre delen av det stoppade stödet (1) fällas ned och föras in bakom nackstödet.



Sidostöden kan tas loss vid transport för att uppnå en liten förpackningsstorlek.

- Sätt fast sidostöden på ryggstödsrören enligt bilden.



- Bilden visar **DURO** med det vänstra sidostödet inkopplat.



- Placera **sittdynan** på sätespanelen och fäst den på sätespanelen med snäppfästena under den främre säteskanten enligt bilden.



- Fäst även sittdynan med tryckknapparna på sätespanelen under den bakre säteskanten enligt bilden.



- Dra i **klädseln på lårstöden** enligt bilden framifrån så att den vadderade sidan pekar mot insidan och fäst den med kardborrebanden.



- Bilden visar båda lårstöden inklusive stoppning.



- Dra i klädseln på höftstöden enligt bilden framifrån så att den vadderade sidan pekar mot insidan.



- Tryck fast kardborrebandet som är sytt på insidan av höftkudden på öglan som är fäst där.



- Dra i klädseln på nackstödsdynorna (låg version) nedifrån enligt bilden, så att den stoppade sidan pekar mot insidan.




- Stäng blixtlåset enligt bilden.



- Dra upp sidostödets klädsel på fästet så att den stoppade sidan pekar mot insidan och fäst den med kardborrebanden.



- Bilden visar båda sidostöden inklusive stoppning.



- Dra ryggstödet klädsel med kåpan över ryggstödet och fäst den med kardborrebanden.
- För in den nedre delen av ryggstödet klädsel mellan ryggstödet och sätet.




- För kardborrebanden genom det långa hålet enligt bilden och sätt fast dem.



Gör på följande sätt för att fälla ihop rehabvagnen DURO:

- Innan fällning ska du alltid se till att **DURO** är försedd med hjullås eller ledsagarbroms för ledsagaren.



För att uppnå den mest kompakta vikningen ska du gå tillväga på följande sätt:

- Dra av båda höftstöden (om sådana finns) enligt bilden.



- Fäll de båda sidostöden inåt eller ta bort dem.
- Fäll ryggstödet så långt som möjligt på sätet.



- Placera fotstödshängaren enligt bilden.



- Placera fotstödet enligt bilden.




- Placera dig bakom rehabvagnen, dra upp de två fällbara skydden och för skjutstängan framåt.



- Skjut skjutreglaget framåt enligt bilden.



- Placera tryckstången enligt bilden.



Transportlås:

Säkra rehabvagnen så att den inte fälls ut oavsiktligt.

- Placera fliken enligt bilden.
- För in säkerhetsknappen i det nedre hålet i fliken enligt bilden.



- Flytta upp ramröret så att säkerhetsknappen låses fast i det övre hålet.



Gör på följande sätt för att fälla ut DURO:



- Lossa transportlåset på den vänstra främre ramen.



- Dra i frigöringsremmen på ryggstödet och låt ryggstödet gå i lås i det första läget.



- Tryck ner **DURO** på ryggstödet med ena handen samtidigt som du drar tryckstangen mot dig med den andra handen.



- Tryck skjutreglaget bakåt tills de fällbara skydden går i hörbart ingrepp.
- Kontrollera de båda fällbara skydden och koppla in dem om det behövs.
- Ställ in fotstödsbygeln i önskat vinkelläge och fäll ner den fotstödet.
- Ställ in ryggstödet i önskat .
- Ställ in tryckstangen i önskat .
- Fäst vid behov sido- och höftstöden.

5 Möjligheter till justering och anpassning

5.1 Hjul lås



- För att sätta på hjullåset tryck hjullåsspaken nedåt och rulla vagnen något bakåt eller framåt, så att låssprintarna kan gripa in i bromsskivan.




- För att frikoppla hjullåset drar du hjullåsspaken uppåt med tån.



5.2 Höjdjustering av tryckstången

Spärrlederna gör det möjligt att justera tryckstången till en lämplig höjd. Spärrlederna manövreras genom att trycka på knapparna på utsidan av tryckstången.



5.3 Sittdjup och bredd på sitsen


Efter att ha lossat och tagit bort de markerade skruvförbanden på undersidan av sittpanelen kan sittpanelen justeras steglöst i djupled.



När du ändrar några inställningar, se till att drar åt alla skruvar som har lossats ordentligt.




Efter att ha lossat vingmuttrarna under sitsen kan sitsbredden justeras steglöst genom att skjuta höftstöden respektive lårstöden.



Pilarna i illustrationen visar justeringsmöjligheterna för höftstöden. Dessa är justerbara i bredd, djup och vinkel.




När du ändrar några inställningar, se till att drar åt alla skruvar som har lossats ordentligt.



5.4 Hållare för tillbehör

Hållarna för tillbehör används för att fästa tryckstången och terapibricka. Hållarna för tillbehör kan monteras på olika djup för att anpassa avståndet mellan barnet och greppskenan respektive terapibrickan på olika sätt.

Det är möjligt för återförsäljaren att modifiera **DURO** med olika djup positioner.




5.5 Höft stöd

Efter att vingmuttrarna under sätespanelen lossats (se 5.3) kan höftstöden justeras steglöst vad gäller djup, bredd och vinkel. Efter att ha lossat de markerade skruvarna är det möjligt att justera dem även på fästet.




När du ändrar några inställningar, se till att drar åt alla skruvar som har lossats ordentligt.



5.6 Lateral stöd


Sidostöden kan tas loss för transport.



5.7 Lår stöd

Efter att vingmuttrarna under sitsen lossats kan lårstöden justeras steglöst vad gäller djup, bredd och vinkel.

Se "5.3 Sittdjup och sittbredd"



5.8 Rygg höjd

- Lossa vingmuttrarna på ryggstödet och toppmuttrarna på toppen och justera till önskad rygghöjd.
- Dra åt de skruvar som har lossats ordentligt.



När du ändrar några inställningar, se till att drar åt alla skruvar som har lossats ordentligt.



5.9 Ligga ner

- Ställ dig först bakom **DURO** och aktivera hjullåset. Fäst ryggstödet med en hand och lossa försiktigt på vridreglaget.
- Ställ in ryggstödet i önskat läge.



5.10 Fotstödsupphängning, vinkel justerbar

- Aktivera hjullåset på **DURO** och gå ner på knä till vänster om sätet. Säkra fotstödet och knävinkeln med ena handen innan du lossar vippspaken med den andra handen:



- Sväng fotstödet till önskad position.



- Dra åt spaken ordentligt.



5.11 Längd på underben

- Aktivera hjullåset på **DURO** och ställ dig på knä bredvid rehabvagnen.
- Om nödvändigt, säkra fotstödet med en hand och lossa försiktigt alla cylindriska skruvar.



- Skjut fotstödet till önskat läge.



- Dra åt de cylindriska huvudskruvarna ordentligt igen.



När du ändrar några inställningar, se till att drar åt alla skruvar som har lossats ordentligt.



5.12 Fotstöd vinkel

Fotstödet kan höjas för att göra det enkelt att ta sig i och ur för transport.

- Efter att ha lossat de 4 bultarna under fotstödet kan fotstödet skjutas på upphängningsanordningen.



- Detta ändrar fotstödet placering och därmed också fotstödet vinkel.
- Fotstödet vinkel kan ställas in från ca 80° - 100°.



5.13 Lås för fotstöd

Genom att dra i utlösningssringen kan fotstödet fällas uppåt. När fotstödet fälls ned låses det automatiskt i sitt läge.



När du ändrar några inställningar, se till att drar åt alla skruvar som har lossats ordentligt.



5.14 Avtagbara hjul med snabbkopplingsaxel

Bakhjulen på båda varianterna kan tas bort med hjälp av snabbfästen. På så sätt kan en ännu mindre hopfällbar storlek uppnås.



- För att ta loss hjulet trycker du snabbkopplingsfjädern mot mitten av hjulet och drar hjulet från axeln.



DURO Cross:

Bakhjulen på båda varianterna kan tas bort med hjälp av snabbfästen. På så sätt kan en ännu mindre hopfällbar storlek uppnås.



- För att ta loss hjulet trycker du snabbkopplingsfjädern mot mitten hjulet och drar hjulet från axeln.



5.15 Pneumatiska däck

Din rehab-buggy kan utrustas med pneumatiska däck. Bilventilerna gör det möjligt att kontrollera och justera lufttrycket vid varje bensinstation.

Observera det lufttryck som anges på däckets.



6 Tillbehör

6.1 Svängbar lås

Svänglåset monteras av tillverkaren eller av en auktoriserad återförsäljare.

- För att låsa svänglåset vrider du låssprinten 90° och låter den gå i ingrepp i det avsedda hålet i hjulgaffeln.



- För att öppna vridlåset dra i låssprinten, vrid den 90° så att den stannar i frikopplat läge.
- Efter att ha lossat klämskruven kan skenan justeras med inkopplat svänglås.



6.2 Hopfällbar tillbehörsväska

DURO kan försees med en tillbehörsväska som helt kan vikas ihop med vagnen och där bärformågan är inställd på maximalt 3 kg.



Den maximala vikt som kan transporteras i tillbehörsväskan är 3 kg.




- Väskan fästs med kardborreband för att fixera den på ramen.



- Fäst kardborrebanden på den främre ramen enligt bilden.



- Fäst kardborrebanden på den bakre ramen enligt bilden.



- kardborrebanden på sidostaget.




- Illustrationen visar en hopfälld **DURO Cross** inklusive den hopfällbara mjuka tillbehörsväskan.




6.3 Huvudstöd dynor

Nackstödsdynorna monteras med vagnsbultar och räfflade muttrar på bakstycket.

- För enkel montering och justering öppnar du blixtlåset på klädseln på baksidan av ryggen och vänder den bakre huvudklädseln bakåt.



- För en grov justering av nackstödet bredd limmas de självhäftande skumkuddarna på vänster och/eller höger sida av nackstödet fästen.



- Sätt på .
- Efter att ha lossat de räfflade muttrarna kan nackstödsdynorna flyttas in eller ut för en finjustering av bredden.



- Höjdjusteringen sker genom justering av rygginsatsen.

Se även "5.8 Bakre höjd".



6.4 Huvudstödsdynor (låg version)

Huvudstödsdynorna (låg version) monteras på samma sätt som huvudstödsdynorna. Se 6.3 huvudstödsdynor.

- För enkel montering och justering öppnar du dragkedjan och vänder ryggstödsdynan enligt bilden.



- Sätt på locket enligt bilden.
- Stäng dragkedjan.



- Bilden visar de monterade nackstödsdynorna (låg version) inklusive klädsel.



6.5 Höftbälte

I vardera änden av höftbältet finns förmonterade triglides.

- Trä höftbältets ändar först genom den nedre trigliden och sedan genom den övre ryggen så att bandet bara löper genom trigliden en gång enligt bilden.

Längden på de fria bältesändarna bestämmer längden på det kompletta höftbältet.



- För de fria bältesändarna enligt bilden genom de långa hålen på höger och vänster sida i ryggstödet.



- Trä sedan remändarna genom trigliden igen.



- Fortsätt på samma sätt på den motsatta vänstra bakre basen.
- För sedan ihop de båda bandändarna och stäng bandet på detta sätt.



- Öppna höftbältet genom att trycka på den röda knappen på spännet.

Höftbältet kan justeras genom att dra i bältesänden bredvid spännet (finjustering).



6.6 4-punkts höftbälte

Monteringen bör utföras av utbildade tekniker. Genom att trycka på kontaktens ändar öppnas höftbältet.

Vid bältespännet kan höftbältet justeras genom att adducera höftändarna (finjustering).




- Först måste sätesklädseln tas bort. För sedan in trigliderna för spännbanden genom de långa hålen i lårstöden.



- Trä sedan remändarna genom trigliderna enligt bilden.

Höftändarna och spännbanden på 4-punkts höftbältet monteras och förinställs (längd) enligt beskrivningen under 6.5 Höftbälte.



6.7 Fempunkts sele

Fempunktssele ska monteras av auktoriserad återförsäljare eller utbildad tekniker. Ta först bort sätesklädseln och vänd sätesenheten.

I sätesplattan finns långa hål. Välj efter justering av sittdjupet ett långt hål för att styra bältet. Positionen bör vara nära kroppen men inte under botten.



- Ta först bort remhuset och trigliden.
- För bältesänden genom sätesplattan och sätesramens rör fram till avhållaren och för den till ytan genom det valda långa hålet.
- Fixera sittdynan och för bältet uppåt genom skåran i dynan.
- För att fästa bandet i spännet gör du på samma sätt som beskrivs i 6.5 Höftbälte.



- För axelremmarna tillsammans med pad-remmarna genom de avsedda långa hålen i rygginsatsen.



Fäst axelremmarna i skårona i ryggstödet enligt beskrivningen i 6.5 höftbälte.

- Knyt ihop dynans remmar.



- Axelremmarna ska justeras så att längdjusteringarnas höljen vilar mot axelvadderingen.
- Montera höftbältets ändar på fempunktsselen enligt beskrivningen i 6.5 Höftbälte och förinställ dem grovt.



Gör på följande sätt för att ta av fempunktsselen:

- Tryck på den röda knappen på spännet.
- Tryck in knapparna på längdjusteringarna och dra ut bandet så att ca 5 cm (2 tum) av bandänden blir kvar.
- Skapa breda öglor som gör att barnets armar lätt kan röra sig ut ur selen.
- Lyft ut ditt barn ur sätet.



Gör på följande sätt för att sätta på bröst- och axelbältena:

- Sätt ditt barn i sätet.
- För först ditt barns armbåge genom en av axelremmens öglor och sedan underarmen och handen.
- Fortsätt med den andra armen på samma sätt.
- Sätt in spännmedlemmarna i spännet en efter en.
- Dra åt axel- och höftremmarna genom att dra i remändarna som kommer ut ur längdjusteringen.



6.8 Fot remmar

Trä fotremmarna korsvis genom D-ringarna över barnets sko/fot. Hälen ska placeras mot fotstödet hälpplatta. Placera spännet alltid utåt. Dra i den fria för att dra åt fotremmarna. Tryck på knappen på spännet för att öppna spännet.



6.9 Ankel hugger

Ankle huggers möjliggör en bekväm fixering av fotlederna. De fästs i förankringar på fotplattan. Hälen ska placeras mot fotstödetes hälplatta. Kardborreband används för att stänga fotledsremmarna och justera deras längd. Placera spännet alltid utåt.



6.10 Ljumske rem

Trä spännbanden för lårbältena (änden med en ögla) genom spåren på höger och vänster sida i ryggstödet nedre del (se även 6.5 Höftbälte).

Trä den fria änden genom öglan och dra åt spännbandet. Dra nu de fria ändarna av spännbanden mot sätespolstringen.



Trä sedan spännbanden i spännena.



Placera ljumskbältet med snabbspännena på lårbältena riktade nedåt på sittytan.



Försiktighet!
Överflödiga bandändar på tillbehör kan fastna i lutningsmekanismen och undvika att låspinnarna griper in. I ett sådant fall kan sitsen falla av mobilitetsunderredet. Korta av överflödiga bandändar på tillbehören så att de inte kan fastna.



Trä ljumskbandets fästband mellan sits- och ryggpolstring, linda dem runt sitsens bakkant och fäst med rektangelringar, skruvarna och brickorna under sitsens platta.

Här kan längden justeras med hjälp av trigliderna.

Monteringen bör utföras av utbildade tekniker.



Gör på följande sätt för att sätta på lumsbandet:

- Placera barnet i barnvagnen med hjälp av .
- Lårremmarna förs mellan benen genom och över låren, varvid den del av lårremmen där spännet är fäst ska ligga på bäckenbenet.
- För in den manliga delen av snabbspännena på spännbanden i spännena på lårbältena.
- Dra åt lårbältet genom att dra i den fria änden av bandet som kommer ut ur spännet.
- För att lossa snabbspännet, tryck på knappen på .

6.11 Abduktionsblock fast / svänga bort

DURO kan levereras med ett fast eller ett svängbart abduktionsblock.

Du kan svänga bort svängbara abduktionsblocket för att enkelt komma in.

Att svänga iväg:

- Ställ dig framför **DURO** och tryck med ena handen på blockeringsklämman enligt bilden och sväng bort abduktionsblocket med den andra handen nedåt.

Illustrationen visar abduktionsblocket swing away.

För att infoga:

- Ställ dig framför rehabvagnen, för in abduktionsblocket enligt bilden och sväng det uppåt. Abduktionsblocket snäpper akustiskt på plats.



Illustrationen visar det positionerade abduktionsblocket.



6.12 Hållare för tillbehör

Hållarna för tillbehör används för att fästa stödhandtaget och behandlingsbrickan. Hållarna för tillbehör kan monteras i olika djuplägen för att göra avståndet mellan barnet och stödhandtaget eller behandlingsbrickan variabelt.

En modifiering till en annan djup position av dealern är möjlig.



6.13 Stödhandtag med klädsel


För in den längre delen av greppskenan i ena sidan av hållaren för tillbehör.

Efter detta styr du den kortare änden av gripskenan genom att trycka in snäppknappen i den andra hållaren för tillbehör.



- Fatta tag i fästbygelns ovansida uppiifrån till vänster och höger.
- Ta bort glidskenan genom att trycka på tryckknapparna (se markering) och dra skenan uppåt.

Skyddet är lätt ta bort genom att öppna blixtlåset.



6.14 Terapi bricka

För in brickan med de vertikala runda rören i hållaren för tillbehör på sittenhetsen.

Tryck på snabbknapparna (se markering) och se till att de pekar på sidan.

För demontering av behandlingsfacket, se 6.12.



Illustrationen visar den monterade behandlingsbrickan.



Trägskivan kan justeras i djup och vinkel genom att manövrera klämspaken. Efter lossning av skruvförbanden kan de höjjusterbara modellerna justeras i höjdlid.

Notera terapibordets maximala belastningskapacitet.



Facket får inte belastas med föremål som är tyngre än 5 kg (11 lb).



6.15 Vinter varmare

Dragkedjor gör att den övre delen av vintervärmaren kan öppnas eller borttagen.

- Placera vintervärmaren i vagnen och fäst den med remmarna.



Övre remmar till ramen på rygginsatsen.



Trä de nedre remmarna genom det långa hålet på bakstycket och knyt sedan ihop dem.



6.16 Fårskinn insats

Efter att vintervärmarens ovansida tagits bort sätts fårskinnsinsatsen in i vintervärmaren.



6.17 Regn cape

Dra regnkappan över barnets huvud med dragkedjan öppen och vik sedan den övre delen över ryggstödet och den nedre delen runt fotstödet.



6.18 Baldakin inkl. adapter och regn skydd

Montera först kapelladapterna på den bakre slitsen. Lossa på låsskruvarna på ryggstödsplattan och dra ut rygginsatsen ur ryggstödet.



- Sätt i båda adapterna på bakre fästet på bakre insatsen enligt bilden.



- Skjut adapterna längs fästet och placera dem i höjdläget.



- Skruva fast adaptern ordentligt.
- Försätt på samma sätt på motsatt sida.



Justerbara spärrleder används för att ställa in kapellets vinkel.

- Sprid ut kapellet och linda det över stolens ryggstöd.
- För in kapselns hanstift i kapseladaptarna på båda sidor.



- Illustrationen visar den monterade kapellet.



Skärmtak med :

- Ta ut regnskyddet ur påsen som är fäst vid lindningen, vik ut regnskyddet, dra det över den utfällda suffletten och lägg det över fotstödet.



6.19 Skötare broms

DURO kan försees med en skötbroms.

Bromsmekanismen kan manövreras med två oberoende bromsar spak.



Justeringar:

Ledsagarens bromssats är förinställd.

Vid utgången av varje bromshus leder en vevad ställskruv bromsvajern bort från bakhjulets däck.

Se alltid till att ställskruvens vev är riktad mot bakramen, bort från däcket.



6.20 Trumbromsar

DURO kan även förse med trumbromsar.

Trumbromsarna aktiveras från styrstängan.



Varje trumbroms manövreras med en . För att ansätta trumbromsen klämmer du åt bromsspaken.

Tryck med fingertopparna på gungspärren tills den låser med ett klick och släpp bromshandtaget. När bromshandtaget trycks in igen låses gungspärren upp och trumbromsen kan lossas.



Efter att kontramuttern lossats kan den initiala spänningen justeras genom att skruva på bowdenkabelns styrning.



När du ändrar några inställningar, se till att drar åt alla skruvar som har lossats ordentligt.



6.21 Buggy- Bräda

För transport av ett andra barn kan **DURO** förse med en löstagbar Buggy-Board.



Buggy-Board är tillämpliga för barn vid 2 års ålder och tål upp till 20 kg.



6.22 Solskydd

DURO kan försees med ett solskydd.

För detta ändamål skruvas adaptern fast på styret enligt bilden. Solskyddet kan tas bort från adaptern med hjälp av ett plug-in-system. Adaptern sitter kvar på ramen när rehabvagnen fälls ihop.



6,29 Skötväska

- Skötväska i svart nylon

Ett extra stort skötunderlägg och en termopåse för dricksflaska eller akutmedicin ingår. Flera förvaringsfack ger plats för blöjor, våtservetter och din smartphone.




Om du fäster tunga väskor eller liknande på körhandtaget kan det påverka stabiliteten negativt.



6.24 Hörlurar

Stereohörlurssatsen består av två mycket platta högtalare med en diameter på 36 mm och en spiralljudkabel med en 3,5 mm stereokontakt.



Stereohörlurarna kan monteras i efterhand i nackstöd med spa- cerat tyg.



7 Transport

7.1 I bagagerummet (bagageutrymmet) på en bil

Den minsta packstorleken kan uppnås med ryggstödet uppfällt och stöden borttagna.



7.2 Använda DURO för busstransporter (enligt ISO 7176-19 och ANSI/RESNA WC-4)

Gemensam information:

- Kontrollera att din rehab-buggy är lämplig för ett krocktest.
- Kontrollera att fordonet är utrustat och kompatibelt för transport av din rehab-barnvagn.
- Det ska också finnas tillräckligt med utrymme för säker transport.
- Säkerställ en upprätt sittställning under transport.



Observera att felaktig användning av en rehab-barnvagn i en ambulans med hjul kan vara farligt utöver normal användning.

Underlåtenhet att följa dessa råd kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

7.3 Säkra rehab-barnvagnen under busstransport



Vi rekommenderar att användarna, där och när det är möjligt, sätter sig på de säten som är installerade i motorfordonet och använder motsvarande fasthållningsanordningar i fordonet, eftersom detta är det enda sättet att säkerställa optimalt skydd för passagerarna i händelse av en olycka. Din DURO rehab-buggy har testats framgångsrikt i enlighet med ANSI/RESNA WC/19 och ISO 7176/19 (krocktest). Det är dock möjligt att använda din DURO rehab-buggy som säte i ett motorfordon, om vår "Tie down Kit" samt lämpliga fasthållningsanordningar används. Din DURO är ännu inte godkänd för användning som säte i ett motorfordon.



Rehabvagnen får endast användas framåt i färdriktningen.



Rehabvagnen testades dynamiskt i färdriktningen medan provdockan satt fastspänd med höftbälte och axelrem.

1) Om brukaren befinner sig i rehab-barnvagnen måste rehab-barnvagnen placeras framåt och fästas med fäst- och säkerhetsbältena enligt bruksanvisningen från tillverkaren av fasthållningssystemet (fästbälten som avses med WTORS måste uppfylla kraven i ISO 10542 eller SAE J2249).

2) Rullstolen har inte testats för transport i en annan position. Transport i sidledsläge är t.ex. inte alls tillåtet.

3) Beroende på barnvagnens storlek kan manövrerbarheten vara nedsatt, så att det inte eller endast delvis är möjligt att vrida på barnvagnen för att placera den framåt i färdriktningen.

4) Buggyn måste vara fastspänd med ett fastspänningssystem enligt ISO 10542 eller SAE J2249 med fasta bälten fram och justerbara bälten bak. Vanligtvis rör det sig om karbinhakar/ s-formade krokar samt pluggförslutningar.

Fasthållningsanordningarna består vanligtvis av 4 enkla bälten, som måste fästas på barnvagnens 4 kanter.

Fästpunkterna för barnvagnens fasthållningsanordningar är markerade med den internationella kroksymbolen.

5) Rehabvagnen kan också kompletteras med andra positionerings- och fixeringssystem för transport. Dessa ersätter dock inte fasthållningsanordningar för passagerare och rehab-barnvagn och kan begränsa användarkomforten.



Utan samråd med tillverkaren får inga ändringar göras eller bytas ut på buggyns fästpunkter eller på komponenter i chassi och ram. Om dessa anvisningar inte följs får Rehab Buggy inte transporteras i fordon.



För att minska risken för skador på de åkande i fordonet ska verktyg som inte är särskilt utformade för krockssäkerhet tas bort och förvaras separat i fordonet på ett säkert sätt, t.ex. kryckor, lösa kuddar, terapibord etc.

7.4 Fastspänning av passageraren i rehabvagnen




Användaren måste spännas fast med både höftbältet och .



Axel- och höftbälten ska användas för att minimera och/eller undvika potentiella skador från stötar mot fordonets komponenter.

- 1) Den person som utför förbindelsen ska vara utbildad i hantering av systemet.
- 2) Före transport måste följande justeringar av rehab-bagen utföras: Sittdel: 0° - 5° .
Ryggstöd: 90° - 100°
Fotstöd: 90°
- 3) Vinkeln mellan höftbältet och horisontalplanet måste vara 30° - 75° . En vinkel nära 75° är att föredra.



- 4) Axelbältet måste löpa tvärs över bröstet och axeln. Bältet får inte sluta i nacken och får inte fästas löst från axeln.
- 5) Bältesremmen får inte vara vriden.
- 6) Användarens huvud bör dessutom säkras med ett separat och permanent monterat nackstöd i bussen.
- 7) Under transport får trumbromsen inte vara åtdragen.
- 8) Lås den manuella bromsen ordentligt
- 9) Kom dock ihåg: I händelse av en trafikolycka kan risken för personskador endast minimeras och inte uteslutas, även om fasthållningsanordningarna för passagerare och rehab-barnvagnar används på rätt sätt.



Belt restraints should make full contact with the shoulder, chest, and pelvis and pelvic belts should be positioned low on the pelvis near the thigh-abdominal junction.



Höftbältet och axelbältet måste ligga plant och så tätt som möjligt mot kroppen och får inte skadas av komponenter som t.ex. Armstöd eller hjul hålls borta från kroppen och får inte begränsa användarkomforten.



Så långt det är möjligt ska alla tillsatser separeras och förvaras på ett säkert sätt:
• kryckor, lösa kuddar och terapibrickor.



Du bör inte förlita dig på fasthållningsanordningarna för passagerare om de inte är märkta i enlighet med kraven i ISO 7176-19: 2008.



Se till att passagerarskyddet är placerat så att utlösningssknappen i händelse av en olycka inte utlöses av barnvagnens komponenter och leder till oavsiktlig öppning av säkerhetsbältena.



Innan vagnen återanvänds efter en kollision eller olycka med en buss får vagnen inte längre användas för transport i en buss förrän den har kontrollerats för eventuella skador av behörig personal och sedan åter frigjorts.



Fästpunkter, framtill enligt ISO 7176-19



Fästpunkter bak enligt ISO 7176-19 för höftbälte



Fästpunkter bak enligt ISO 7176-19

8 Underhåll / Service och reparationer och drift livslängd

Din **DURO** rehabvagn är CE-godkänd. Tillverkaren garanterar härmed att denna medicinska produkt i sin helhet överensstämmer med de grundläggande säkerhets- och prestandakraven i enlighet med bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745.

Före varje användningstillfälle rehauggyn kontrolleras så att den fungerar korrekt. De punkter som anges i följande tabell måste kontrolleras av användaren med de angivna intervallen.

Kontrollera	dagligen	veckovis	månadsvi s
Funktionstest av broms/hjulspärr	X		
Kontroll av skruvanslutningar		X	
Lufttryck (anges på däckets sidovägg)		X	
Visuell kontroll av slitdelar som hjul och lager			X
Föroreningar på lager			X
Snabbkoppling (bakhjul)	X		
Kontrollera fotstöds fasthet		X	
Funktionstest av lutningsmekanismen			X
Funktionstest av justering av bakåtvinkel			X

Om du upptäcker några fel ska du kontakta din auktoriserade HOGGI-återförsäljare för att åtgärda dem. Vi rekommenderar också att **du låter din DURO** genomgå service hos din auktoriserade återförsäljare var tolfte månad.



Anvisningar för rengöring och underhåll

- Rengör alla ramkomponenter och plastdelar endast med mildt rengöringsmedel. (t.ex. Sagrotan)
- Stoppningsdelarna kan tvättas i 40 °C. Om du tvättar dem i tvättmaskin, lägg dem i en linnepåse eller ett örngott.
- I de flesta fall räcker det med att torka av med en fuktig trasa
- Använd inte DURO-barnvagnen i saltvatten.
- Hindrar sand eller andra partiklar från att skada hjullagren
- Om din **DURO** blir blöt, torka den med en handduk så snart som möjligt.
- Hår- och smutspartiklar samlas i allmänhet mellan länkhjulet och gaffeln. Detta kan hindra länkhjulen från att rotera mjukt. Ta bort hjulet och rengör gaffeln och hjulet noggrant med ett mildt rengöringsmedel.
- Bakhjulen är försedda med ett snabbkopplingssystem. För att detta system ska fungera måste man till att ingen smuts fastnar på snabbkopplingsaxeln eller axelhuset. Snabbkopplingsaxeln bör också regelbundet smörjas lätt med hartsfri symaskinsolja.
- Skruvförbanden bör kontrolleras ofta, i synnerhet när rullstolen tas i bruk och efter varje justering. Om en skruvförbindelse upprepade gånger lossnar bör du kontakta din återförsäljare.

8.2 Drifftid DURO

Den förväntade livslängden **för DURO** rehab-barnvagn är 5 år, beroende på intensiteten i användning och underhåll. Vi rekommenderar en årlig inspektion av en auktoriserad HOGGI-återförsäljare. Om det uppstår störningar eller skador på rullstolen måste den omedelbart kontrolleras av en återförsäljare eller en sjukvårdsbutik.



9 Förvaring

DURO // DURO Cross kan fällas ihop i ett stycke.



!

Rengör **DURO // DURO Cross** före förvaring.
Observera skötselanvisningarna på sidan 51.

10 Återvinning och avfallshantering

DURO // DURO Cross är tillverkad av återvinningsbara material.
Produktförpackningen samt alla metall-, aluminium- och plastdelar
kan återvinnas.

Avfallshanteringen måste ske i enlighet med gällande nationella
bestämmelser.

Fråga stads- eller kommunförvaltningen efter ett lokalt
avfallshanteringsföretag.

11 Tekniska data

	DURO (Storlek 1 / Storlek 2)	DURO Cross (Storlek 1 / Storlek 2)
Sittbredd	230 - 340 mm / 280 - 390 mm	230 - 340 mm / 280 - 390 mm
Sittdjup	260 - 400 mm / 310 - 450 mm	260 - 400 mm / 310 - 450 mm
Sittvinkel	16° eller 20°.	16° eller 20°.
Ryggstödet höjd	450 - 630 mm / 610 - 830 mm	450 - 630 mm / 610 - 830 mm
Ryggstödet vinkel	78° - 120°	78° - 120°
Knävinkel	85 - 160°	85 - 160°
Längd på underben	200 - 440 mm	200 - 440 mm
Hjuldiameter bak	300 x 60 mm	400 x 60 mm
Rattdiameter	200 x 50 mm	200 x 50 mm
Axelns horisontella position	150 mm	200 mm
Statisk stabilitet: framåt / bakåt / åt sidan	max. 14° / max. 24° / max. 19°	max. 14° / max. 24° / max. 19°
Minsta vändcirkel	1460 mm	1400 mm
Användarvikt / Maximal last*	75 kg	75 kg
Vikt	15,8 kg / 16,6 kg	16,4 kg / 17,2 kg
Höjd när den är hopfälld	380 mm	400 mm
Total längd Maximal Minimal	1240 mm 840 mm	1240 mm 840 mm
Total bredd Maximal Minimal	630 mm 620 mm	680 mm 670 mm
Höjd	1010 mm	1010 mm
Vikt på den tyngsta delen (sitsenheten)	14,6 kg	15,4 kg



FÖRSIKTIGHET!

*Tillbehör och påbyggnader minskar den återstående lastkapaciteten för passageraren proportionellt.



FÖRSIKTIGHET!

**Vikterna avser en BINGO Evolution i grundutförande.

HOGGI GmbH
Eulerstraße 27 - 56235 Ransbach-Baumbach - Tyskland Telefon:
(+49) 2623 / 92 499-0
E-postadress info@hoggi.de - www.hoggi.de