
HOGGI[®]



CE

FLUX Användarmanual

en

Användarmanual för FLUX

1	Identifiering av modell	
1.1	Identifiering av modell	3
1.2	Grundläggande konfiguration	4
1.3	Miljöförhållanden	4
2	Gemensam information	
2.1	Förord	5
2.2	Ansökan	5
2.3	Försäkran om överensstämmelse	5
2.4	Villkor för garanti	6
2.5	Service och reparationer	6
2.6	Informationsskyldighet vid allvarliga incidenter	6
2.7	Produktsäkerhet / produktåterkallelser	6
3	Säkerhetsinstruktioner	7
3.1	Betydelsen av symboler	7
3.2	Gemensamma säkerhetsinstruktioner	7
4	Leverans och förberedelse för användning	11
5	Möjligheter till justering och anpassning	13
5.1	Höjd- och djupjustering av greppstången (alla versioner)	13
5.2	Stödhandtag standard	13
5.3	Greppstång med universalhandtag	13
5.4	Lås för omvänd rullning	14
5.5	Vikbar för transport	14
6	Tillbehör	15
6.1	Underarmstöd med handtag	15
6.2	Hjul för stötfångare	16
6.3	Dragbroms	16
6.4	Broms med hjullås	16
6.5	Parkeringsbroms	17
6.6	Anti-tips	18
6.7	Sittplats	18
6.8	Höft-/bottentassar, multijusterbara	18
6.9	Stöd för trunk	19
6.10	Dynamisk höftkontroll	20
6.11	Bärare	20
6.12	Korg	20
6.13	Svängbart lås	21
7	Transporter	21
8	Förvaring	21
9	Återvinning och avfallshantering	22
10	Underhåll / Service och reparationer och livslängd	23
11	Specifikationer	24

1. Identifiering av modell

Etiketten är fäst vid den bakre ramen.

The diagram illustrates three identical product labels for HOGGI FLUX, each with lines pointing to specific fields and their descriptions:

- Färgkod**: Points to the color code **MD**.
- Artikelnummer**: Points to the article number **330X-0000-XXX**.
- Storlek**: Points to the size **27**.
- Serienummer**: Points to the serial number **2021178999**.
- CE-märkning**: Points to the CE marking and the text **max. belastning XX kg**.
- Klassificering / Produktnamn**: Points to the classification / product name **330X-0000-XXX**.
- Tillverkningsdatum**: Points to the manufacturing date **2021/05/12**.
- Maximal belastning / lastkapacitet**: Points to the maximum load capacity **max. belastning XX kg**.
- Tillverkare**: Points to the manufacturer **(Hoggi) (GmbH) Lauflehnle**.
- Tillverkningsort**: Points to the manufacturing location **Eulerstr. 27 Storlek 56235 Ransbach-Baumbach**.
- Tillverkningsår UDI-kod**: Points to the manufacturing year UDI code **2021/05/12**.

1.2 Grundläggande konfiguration av

- FLUX kompakt hopfällbar ram
- Svängbara framhjul på PU-däck
- Höjd- och djupjusterbart stödhandtag
- På- och avkopplingsbar anti-reversering på bakhjulen

1.3 Miljö förhållanden

Miljöfaktorer som temperatur och luftfuktighet kan skada gånghjälpmedlet. Tillverkaren rekommenderar icke-kondenserande FLUX vid omgivningstemperaturer mellan -20°C och +40°C och en luftfuktighet på 5 till 100%.

Var uppmärksam: Om du står i solen under en längre tid kan delar av gånghjälpmedlet bli varma. Var uppmärksam på detta!

2 Vanlig information på

2.1 Förord

Tack för att du har valt **FLUX** gånghjälpmedel. Vi har utformat denna högkvalitativa produkt för att göra ditt liv säkrare och enklare, och vi har bifogat denna bruksanvisning för att hjälpa dig att använda och ta hand om den. Läs följande instruktioner för att säkerställa att du använder produkten enligt rekommendationerna. Om du har ytterligare frågor eller om det uppstår problem, kontakta din vårdgivare. Vi hoppas att **FLUX** uppfyller dina förväntningar.

Vi reserverar oss för tekniska ändringar av den modell som anges i denna bruksanvisning. Innan gånghjälpmedlet används första gången måste denna bruksanvisning läsas och förstås av patienten och stödpersonen för att garantera en säker hantering av gånghjälpmedlet.

2.2 Tillämpning

FLUX gånghjälpmedel är ursprungligen utformat som en så kallad "posterior walker" som används i omvänd riktning. Detta ger en optimal frihet för benen i framåtriktad riktning.

FLUX gånghjälpmedel kan ändå användas som en "anterior walker" framför brukaren.

FLUX gånghjälpmedel hjälper barn och ungdomar att använda styrkan och stödet i sina övre extremiteter för att hjälpa sina nedsatta nedre extremiteter att gå. Gåstolen ska användas för att hjälpa barnet att lära sig den sekvens av rörelser som ingår i att gå och därmed öka deras rörlighet. Den är indicerad för gångträning vid sjukdomar eller skador som innebär både en störning i rörelseapparaten och obalans/asynergi.

Designen främjar en upprätt hållning när man står eller går och skiljer sig därmed från vanliga rollatorer genom att den kräver att användaren använder mer naturliga rörelser och kan i hög grad förenkla förmåga att stå, skapa en känsla av balans och gå.

FLUX gånghjälpmedel är lämpligt för återanvändning. Före återanvändning måste alla kontroll-, skötsel- och underhållsåtgärder som anges i kapitel 10 " och underhåll" utföras av fackhandlaren.

2.3 Försäkran om överensstämmelse

HOGGI GmbH, som tillverkare med ensamt ansvar, försäkrar att gånghjälpmedlet FLUX uppfyller de grundläggande säkerhets- och prestandakraven enligt bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745. Tillämpliga harmoniserade standarder har tillämpats. FLUX gånghjälpmedel uppfyller kraven i ISO 7176-8, DIN EN ISO 11199-2, DIN EN ISO 11199-3 och DIN EN 12182.

2.4 Villkor för Garanti

Garantin gäller endast om produkten används i enlighet med angivna villkor och för avsett ändamål, i enlighet med tillverkarens rekommendationer. Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakas av komponenter och reservdelar som inte godkänts av tillverkaren.

Se även § 8 i allmänna villkor på: www.hoggi.de

2.5 Service och Reparationer

Service och reparationer på gånghjälpmedlet FLUX får endast utföras av auktoriserade HOGGI-återförsäljare. Om problem skulle uppstå, kontakta den återförsäljare som levererade din FLUX. Auktoriserade återförsäljare monterar endast originalreservdelar från HOGGI. Reservdelar och utbytesenheter är tillgängliga under produktens hela livslängd, men endast under högst 2 år efter försäljningen av den sista produkten i denna serie. Gånghjälpmedlet tillverkas på beställning för den första användaren. Av denna anledning finns det ingen ersättningsgånghjälp som är tillgänglig i den ursprungliga konfigurationen. För att säkerställa en korrekt leverans av reservdelar krävs serienumret på ditt gånghjälpmedel. Vi hjälper dig gärna att hitta en återförsäljare i ditt område. Du kan nå oss på följande adress: info@hoggi.de

2.6 Informationsskyldighet för allvarliga incidenter

Alla allvarliga incidenter som inträffar i samband med produkten måste rapporteras till tillverkaren, återförsäljarna och den behöriga myndigheten.

2.7 Produktsäkerhet / produkt återkallelser

Nya råd om produktsäkerhet och produktåterkallelser kan du få från fackhandlare eller direkt från tillverkaren på www.hoggi.de.



För reparation och service krävs följande verktyg:
Insexnycklar, storlekar: 4 mm, 5 mm och 6 mm Skiftnycklar,
storlekar: 8 mm, 10 mm och 19 mm
Philips-skruvmejsel, storlek: 2



Ytterligare dokumentation om FLUX:

- Servicehandbok
- Reservdelskatalog

3 Säkerhet instruktioner

3.1 Betydelse av symboler



Försiktighet!
Varning för risk för olyckor och personskador. Varning för eventuell teknisk skada.



Information!
om användning av produkten.



Information!
för servicepersonal.



Försiktighet!
Terapiprodukt endast för inomhusbruk.



Försiktighet!
Terapeutisk apparat får endast användas under övervakning!



Lysring!
Läs bruksanvisningen före användning!

3.2 Vanliga säkerhetsinstruktioner



Läs bruksanvisningen helt och hållet före användning!
Bekanta dig med produktens handhavande och funktioner före användning och öva på handhavandet.
Du är ansvarig för ditt barns säkerhet. Ditt barns säkerhet kan äventyras om du inte följer anvisningarna i denna bruksanvisning. Alla tänkbara omständigheter och oförutsägbara situationer kan dock inte beskrivas i denna bruksanvisning. Förnuft, försiktighet och omtanke är inte egenskaper hos produkten, utan krävs av personer som använder produkten. Den person som använder produkten och dess tillbehör ska förstå alla instruktioner och förklara dem för alla personer som använder produkten och dess tillbehör. Om instruktionerna inte är tydliga och ytterligare förklaringar behövs eller om du har ytterligare frågor, kontakta din HOGGI-återförsäljare.



Lysring!
Produkten får endast användas på fast och jämn mark.



Lysring!

FLUX är en terapeutisk apparat och får endast användas inomhus och under uppsikt! FLUX kan användas utomhus förutsatt att tillvalet broms med hjullås har installerats.



Försiktighet!

När du fäller ihop rullatorn får du inte hålla i andra delar än de som beskrivs, särskilt inte i fällmekanismen, eftersom det annars finns risk för klämskador!



Försiktighet!

Alla justeringsspakar är åtdragna med fingertryck utan användning av verktyg.



Försiktighet!

Beakta den maximala belastningen för varje modell (se 11 Tekniska data)!



Försiktighet!

Den maximala lastkapaciteten för förvaringskorgen och lasthållaren är 5 kg.



Försiktighet!

Om du fäster tunga väskor eller annan vikt kan det påverka stabiliteten negativt.



Försiktighet!

Utdragsstoppet bestämmer den maximala möjliga höjden på ; inga justeringar får göras utanför detta område.



Försiktighet!

Kontrollera att klämkraften är tillräcklig genom att belasta gripskenan enligt maximal lastkapacitet. (se 11 tekniska data)



Försiktighet!

Efter varje höjdjustering måste greppstångens djup kontrolleras och eventuellt korrigeras, annars finns det risk för att den tippas framåt.



Försiktighet!

Det är inte tillåtet att justera underarmsstödet med handtag på utsidan utanför greppstången eftersom det då finns risk för tippning.



Försiktighet!

Se till att ditt barn inte lutar sig för långt ut ur gästolen för att nå föremål framför, vid sidan av eller bakom FLUX gånghjälpmedel. En förskjutning av tyngdpunkten kan leda till att FLUX tippas över.



Försiktighet!
Greppstången får inte användas som sittytta eftersom det annars finns risk för tippning.



Försiktighet!
Ramdelar och lasthållare får inte användas som sittunderlag eller att stå , då det finns risk för tippning.



Var försiktig vid extrema temperaturer. I solen eller i bastun kan gånghjälpmedlet värmas upp kraftigt. Vid extrem kyla finns det risk för hypotermi. För personer med okänslig hud (dvs. personer som inte kan uppfatta en temperaturökning) och/eller med hudskador måste man se till att metalldelar inte når för hög temperatur. I dessa fall är det absolut nödvändigt att bära lämpliga plagg för att skydda huden.



Försiktighet!
Förvara förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn. utgör en kvävningsrisk.



Bortskaffande av avfall: Förpackningsmaterialet samt metall-, aluminium- och plastdelar kan återvinnas. Återvinningen måste ske i enlighet med nationella och juridiska bestämmelser. Fråga stads- eller kommunförvaltningen om lokala avfallshanteringsföretag.



Information!
Rengör alla ramkomponenter och plastdelar med vanliga rengöringsmedel för hushållsbruk.



Information!
Observera den maximala bredden på FLUX gånghjälpmedel (dörravstånd). Se även 11 tekniska data och typskylten som är fäst på produkten.



Information!
Om några defekter skulle visa sig, kontakta din auktoriserade HOGGI-återförsäljare för att åtgärda dem. Vi rekommenderar också att du låter din auktoriserade återförsäljare utföra service på din FLUX var tolfte månad.



Personer med nedsatt syn eller kognitiv funktionsnedsättning måste få informationsmaterial och bruksanvisningar upplästa av assistenter eller kan använda sig av elektroniska läshjälpmedel. Alla dokument finns tillgängliga som PDF-filer i Download Center på www.hoggi.de. Dessutom finns produktvideor och produktfotogallerier tillgängliga online!



Information!

När du ändrar några inställningar på FLUX gånghjälpmedel ska du se till att dra åt alla skruvar som har lossats ordentligt.



Information om produktsäkerhet eller produktåterkallelser och alla kontaktuppgifter finns på vår webbplats på **www.hoggi.de**



4 Leverans och förberedelse för användning

Originalförpackningen innehåller följande komponenter:

- basramen vikt;
- gripskena fälld;
- bruksanvisning och lista över verktyg som krävs;
- tillbehör enligt beställning.

Ta försiktigt bort säkerhetsdetaljerna och förpackningsmaterialet.



Gör på följande sätt för att montera FLUX gånghjälpmedel:

FLUX storlek 1-3

- Ta tag i basramen bakom framhjulen och fäll ut basramen enligt bilden.



- Tryck fällningsspaken tills låspinnarna går i ingrepp.



FLUX storlek 4

- Ta tag i basramen bakom framhjulen och fäll ut basramen enligt bilden.



- Tryck ned skjutreglagen tills de röda säkerhetshakarna låser sig med ett hörbart klick.



- Fäll ut greppskenan enligt bilden.



- Öppna den excentriska spaken och placera greppskenan i den utfällda basramen



- Tryck tryckknapparna (utdragsstopp) inåt när du placerar stödhandtaget i ramen. För in stödskenan så långt som möjligt i ramen, tills utdragsstoppen går i ingrepp på vänster och höger sida.



Försiktighet!
Utdragsstoppet bestämmer den högsta möjliga höjden på greppskenan; ingen justering får göras utanför detta område.



- Skjut greppskenan till önskad höjd och stäng excenterspaken på båda sidor av basramen.



Försiktighet!
Kontrollera att klämkraften är tillräcklig genom att belasta greppskenan enligt maximal lastkapacitet. (se 11 Tekniska data)



- När spaken är öppen kan du ställa in stängningsstyrkan för den excentriska spaken genom att justera de räfflade muttrarna
- Slutligen kan du justera djupet på greppskenan jämnt på båda sidor och dra åt insexskruven på båda sidor.



Se till att dra åt alla skruvar som du har lossat tidigare.



FLUX storlek 1-3: Glidskenans djup måste ställas in så att greppets främre kant eller underarmsstöddynorna på glidskenan ligger bakom länkhjulsgafflarna med minst längden **A**. Om stötfångarhjul används måste måttet **A** ökas med en centimeter. Det är bäst att kontrollera detta genom att placera FLUX hjulgafflar mot en slät dörr och mäta avståndet från dörrbladet till greppet, dvs. underarmsdynan.

FLUX storlek 4: ingen justering behövs.

Minsta längd på A vid användning:	FLUX storlek 1	FLUX storlek 2	FLUX storlek 3
Stödhandtag standard	14 cm	17 cm	20 cm
Greppstång med universalhandtag	12 cm	17 cm	20 cm
Greppstång med underarmstöd	14 cm	15 cm	20 cm



Försiktighet!
Efter varje höjdjustering måste stödhandtagets djup kontrolleras och eventuellt korrigeras, annars finns det risk för att det tippar framåt.



5 Justering och anpassning Möjligheter

5.1 Höjd- och djupjustering av stödhandtag (alla versioner)

Greppskenans höjd och djup kan justeras för att uppfylla individuella behov.

(Se 4 Leverans och förberedelser för användning)




5.2 Stödhandtag standard

Här visas en standardgripskena.



5.3 Stödhandtag med universalhandtag

Genom att lossa på skruvförbanden kan du rotera båda handtagen och därigenom justera avståndet mellan handtagen samt handtagshöjden (se 11 Tekniska data).



Du får endast justera handtagen inom det område som visas här. Dra åt skruvförbanden igen efter justeringen.



Se till att du drar åt alla skruvar som har lossats ordentligt.



5.4 Bakåtriktad rullning lås

Eftersom barn instinktivt vill falla bakåt hela tiden är FLUX storlek 1 och 2 utrustad med omvända rullningslås och ger därmed optimalt stöd.

Bilden visar backrullningslåset i frihjulsläge.



Försiktighet!

Kontrollera regelbundet att däcken fungerar som de ska och åtgärda vid behov. Slitna eller skadade däck måste bytas ut.



Efter att ha dragit i snäppmekanismen kan bakåtrullningslåset svängas framåt tills regeln går i ingrepp i det avaktiverade läget.

Detta gör det möjligt att fritt flytta gåbordet framåt och bakåt.

För att aktivera backrullningslåset drar du bara i stiftet. Bakåtrullningslåset kommer att svängas på hjulet.



5.5 Vikbar för

transport FLUX

storlek 1 - 3

Dra ut låsspinnarna före fällning och tryck fällspakarna uppåt på båda sidor.

Ta tag i rullatorns underrede bakom framhjulen och lyft eller luta rullatorn mot bakhjulen.

Den främre ramen kommer att vikas in.

En särskilt liten vikstorlek får du om du lossar och fäller in greppstången.

Fortsätt i omvänd ordning enligt beskrivningen under **"4 Leverans och förberedelse för användning"**.



Försiktighet!

När du fäller ihop rullatorn får du inte hålla i andra delar än de som beskrivs, särskilt inte i fällmekanismen, eftersom det annars finns risk för klämskador!



FLUX storlek 4

Tryck in toppen av de röda säkerhetshakarna på båda sidor av ramen innan du fäller ut dem. Skjut skjutreglagen uppåt tills de är olåsta.

Ta tag i gåbordets gripskena enligt bilden och lyft upp den eller luta gåbordet på bakhjulen. Den främre ramen kommer att fällas in.



En särskilt liten vikstorlek får du om du lossar och fäller in greppstången.

Fortsätt i omvänd ordning enligt beskrivningen under **"4 Leverans och förberedelse för användning"**



Försiktighet!

När du fäller ihop rullatorn får du inte hålla i andra delar än de som beskrivs, särskilt inte i fällmekanismen, eftersom det annars finns risk för klämskador!



6 Tillbehör

Alla tillbehör som inte monteras av tillverkaren måste installeras av utbildad personal. Följande anvisningar om installation är avsedda för din information men bör utföras av utbildad personal.

6.1 Underarmstöd med handtag (2-axlig eller 3-axlig justerbar version)

Underarmsstöden med vertikala handtag har utvecklats för brukare som inte kan stödja sig på sina utsträckta armar och som känner sig säkrare när de använder underarmarna som stöd.


Den 3-axliga versionen är justerbar i en extra vertikal axel.

Höjden på underarmskuddarna och de vertikala handtagen kan justeras tillsammans med greppskenan.

Underarmskuddarna kan kopplas ihop med handtaget i tre olika lägen. Avståndet mellan underarmskuddarna och greppet bör justeras för att undvika tryckpunkter och trånga positioner. Med hjälp av klämfästena kan underarmsdynan och handtaget justeras till önskad position. **(11 Tekniska data)**



Se till att du drar åt alla skruvar som har lossats ordentligt.



Du får endast justera handtagen/underarmskuddarna inom det område som visas här.



Försiktighet!

Det är inte tillåtet att justera underarmsstödet med handtag på utsidan och utanför greppstången eftersom det finns risk för tippling.

6.2 Stötfångare hjul

Stötdämpande hjul skyddar möbler och dörröppningar och minimerar risken för att gåbordet fastnar i hinder.



6.3 Dra broms

Dragbromsarna kan användas för att kontrollera retardationen.



Dragbromsarnas tryck på navet och därmed däckens rullhastighet kan varieras genom att lossa eller dra åt de invändiga ställskruvorna.

6.4 Broms med hjul lås

Hjullåset gör att patienten både kan kontrollera bromsningen och parkera FLUX på ett säkert sätt.

För att låsa bromsarna drar du bromshandtaget helt och hållet och låser fast fästklon med pekfingeret. För att lossa hjullåset drar du ut bromshandtaget något så att låskloen öppnas.





FLUX storlek 1 - 3


Om bromsfunktionen är otillräcklig, justera respektive med justerskruven.



FLUX storlek 4

Vid utgången av varje bromshus leder en vevad ställskruv bromsvajern bort från bakhjulets däck. Efter att ha lossat kontramuttern kan förspänningen för den enskilda (vänster eller höger) bromsen justeras.

Dra åt kontramuttern ordentligt igen och se till att ställskruvens vev pekar mot den bakre ramen, bort från däcket.




6.5 Parkeringsbroms

FLUX storlek 1 - 3

Parkeringsbromsen gör att gånghjälpmedlet FLUX kan parkeras säkert utan att rulla iväg.

Bilden visar bromsen i öppet läge.



För låsning sänks det övre klämfästet ned på hjulet som pressas tills bromsen går i säkert ingrepp.

Bromstrycket kan ökas genom att ställskruven dras åt.

För att öppna, dra upp igen vid sidan av klaffen.



FLUX storlek 4

Bilden visar bromsen i stängt läge.



6.6 Tips för att motverka

Tippskydden ökar stabiliteten mot att tippa bakåt. Tippskydden sätts in i tippskyddshållaren och låses fast med tryckknappen så att de inte kan vridas. Tippskydden kan svängas uppåt.



Försiktighet!

Se till att snäppknapparna är helt inkopplade. Kontrollera med ett kraftigt tryck på antitipparna att snäppknappen sitter ordentligt fast.



6.7 Sittplats

Sitsen är inte utformad för att vara en bekväm möbel utan som en enkel och praktisk extra sittplats som gör det möjligt för användaren att vila då och då när han eller hon använder FLUX.

Sitsen kan anpassas till de olika ramstorlekarna genom att placera rörarmarna på respektive plats.



Sitsen är fäst på frontramens ovansida med hjälp av en uppsättning klämfästen.



Se till att du drar åt alla skruvar som har lossats ordentligt.



Sitsen är placerad i upprätt läge under gång och kan fällas ned för enkel användning.



6.8 Höft-/bottentassar, multi justerbara

Höft-/bottentassarna gör det möjligt för användaren att positionera sig på ett utmärkt sätt i området kring skjutstäng. Många brukare tenderar att vilja stödja sig bakåt. Dessa kuddar för användaren tillbaka till den främre delen av och därmed till en upprätt position.

Även bäckenstödet bredd och vinkel kan justeras. Mittstödet kan tas bort om särskilt smala inställningar önskas.



Genom att kombinera två uppsättningar klämfästen kan Hip-bottom-dynorna justeras till olika positioner och vinklar.



Se till att du drar åt alla skruvar som har lossats ordentligt.



6.9 Stöd för trunk

Bålstödet används för att styra och stabilisera överkroppen. Den ger stöd i sidled och är därför idealisk för användare med otillräcklig bålstabilitet. Den fästs med hjälp av låsmekanismen med bältesspänne.

! Systemet är endast avsett som vägledning och fungerar inte som stöd!

Stomstödet levereras färdigmonterat.



Genom att kombinera två klämmor kan bålstödet justeras upp och ner, framåt och bakåt i vinkel.

För att justera, lossa skruvanslutningen enligt bilden och flytta styrningen till önskad position. Därefter måste skruvarna dras åt igen.

Bilden visar den nedre klämman.



Bilden visar den övre klämman.



De enskilda dynorna i bålstödet kan justeras i bredd och vinkel.

Lossa skruvanslutningen till dynstödet till höger och/eller vänster och flytta rörklämmorna till önskad position. Därefter måste skruvarna dras åt igen.

Bilden visar den smala ledande positionen.



Bilden visar den breda ledande positionen.



6.10 Dynamisk höftkontroll

Den dynamiska höftkontrollen stöder fri gång genom att fixera användaren med höftbältet.

Det är också möjligt använda en specialtillverkad kroppsformad fixering (korsett eller bälte) som tillhandahålls av en ortopedtekniker.



6.11 Bärare

Bäraren fästs på toppen av framramen på samma sätt som sitsen och kan användas tillsammans med den monterade sitsen. För att uppnå ett kompakt hopfällbart paket kan bäraren fällas undan.



Försiktighet!
Bäraren får endast användas tillsammans med ant-tips.



Bärare storlek 1 passar på FLUX storlek 1 och 2
Bärare storlek 3 passar på FLUX storlek 3 och 4

Bäraren kommer att levereras med en spännrem för att fästa skolväskor och liknande.



Försiktighet!
Den maximala lastkapaciteten för förvaringskorgen och lasthållaren är 5 kg.



6.12 Korg

Förutom praktisk användning kan förvaringskorgen användas för terapeutiska ändamål, t.ex. för att stimulera patienten att samla på sig saker.

Korgen fästs på pakethållaren med fyra kardborreband.



Placeringen av kardborrebanden varierar beroende på bärarens storlek.

Korg på lastbärare storlek 1

- övre raden ca 4 cm från den övre kanten
- nedre raden ca 17 cm från den övre kanten
- horisontellt avstånd ca. 17 cm



Korg på lastbärare storlek 3

- övre raden ca 5 cm från den övre kanten
- nedre raden ca 17 cm från den övre kanten
- horisontellt avstånd ca 20-21 cm



Försiktighet!

Den maximala lastkapaciteten för förvaringskorgen och lasthållaren är 5 kg.

6.13 Svängbar lås



Länkhjulets svänglås är särskilt lämpligt för den inledande fasen av behandlingen med FLUX-modeller, eftersom ökad manövrerbarhet också kräver ökad koordinationsförmåga hos brukaren.

Hjulets svänglås kan användas för att göra en svängbar framvagn till en riggad framvagn.

För att låsa vridlåset vrider du låssprinten 90° och låter den gå ingrepp i det avsedda hålet i hjulgaffeln. För att öppna svänglåset dra i låssprinten, vrid den 90° så att den stannar i urkopplat läge. Efter att ha lossat klämskruven kan spårningen justeras med inkopplat svänglås.

7 Transport



FLUX kan transporteras i ett stycke beroende på storlek och utrustning.

8 Förvaring



Du kan uppnå minsta möjliga packstorlek genom att fälla upp ramen och ta bort stödhandtaget.

9 Återvinning och bortskaffande

FLUX är tillverkad av återvinningsbara material. Produktförpackningen samt alla metall-, aluminium- och plastdelar kan återanvändas.

Avfallshanteringen måste ske i enlighet med gällande nationella, rättsliga bestämmelser. Fråga stads- eller kommunförvaltningen om lokala avfallshanteringsföretag.

10 Underhåll / Service reparationer och drift livslängd

Ditt FLUX gånghjälpmedel är CE-godkänt. Härmed garanterar tillverkaren att denna medicinska produkt i sin helhet uppfyller kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745.

FLUX gånghjälpmedel ska kontrolleras för korrekt funktion före varje användning. De punkter som anges i följande tabell måste kontrolleras av användaren med de angivna intervallen. Om dessa enkla kontroller inte utförs kan det leda till problem som gör att garantin upphör att gälla.

Kontrollera	daglige n	veckovis	månadsvis
Funktionstest av broms och backrullningsspärr	X		
Kontroll av skruvanslutningar		X	
Visuell kontroll av slitdelar som hjul och lager			X
Föroreningar på lager			X

Om du några fel ska du kontakta din auktoriserade HOGGI-återförsäljare för att åtgärda dem. Vi rekommenderar också att du låter din auktoriserade återförsäljare serva din FLUX gånghjälpmedel var tolfte månad.



Anvisningar för rengöring och underhåll

- Rengör alla ramkomponenter och plastdelar endast med mildt rengöringsmedel.
- I de flesta fall räcker det med att torka av med en fuktig trasa.
- Använd inte ditt FLUX gånghjälpmedel i saltvatten.
- Förhindra att sand eller andra partiklar skadar hjullagren.
- Hår- och smutspartiklar samlas i allmänhet mellan länkhjulet och gaffeln. Detta kan hindra länkhjulen från att rotera mjukt. Ta bort och rengör gaffel och länkhjul noggrant med ett mildt rengöringsmedel.
- Särskilt i början eller efter justering av rullatorn bör skruvförbandens hållfasthet kontrolleras. Om en skruvförbindelse upprepade gånger lossnar ska du kontakta den ansvariga återförsäljaren.

Drifftid FLUX:

Den förväntade livslängden **för FLUX** är 6 år, beroende på hur intensivt den används och underhålls. Vi rekommenderar en årlig inspektion av en auktoriserad HOGGI-återförsäljare. Om det uppstår störningar eller skador gånghjälpmedlet måste det omedelbart kontrolleras av en återförsäljare eller en sjukvårdsbutik.

11 Specifikationer

Mått (cm) och vikt (kg)		FLUX storlek 1	FLUX storlek 2	FLUX storlek 3	FLUX storlek 4
grepplist standard	grepphöjd	48-61	57-81	69-87	82-102
	greppbredd	41	46	51	51
greppstång med universalgrepp					
	grepphöjd	43-68	51-88	62-94	75-102
	greppbredd	29-41	34-46	39-51	39-51
	greppdiameter	3	3	3	3
underarm	stöd med handgrepp				
	höjd från golv	52-69	61-89	73-95	86-110
	avstånd (underarmar)	29-41	34-46	39-51	39-51
ram	total längd*	65	81	88	91
	total bredd**	64	69	74	78
	lastkapacitet	60 kg	75 kg	75 kg	100 kg
	främre/bakre hjuldiameter	15 / 20	15 / 20	15 / 20	20 / 30
	sitthöjd	37	44	54	58
	vikt	6,5 kg	6,8 kg	7,1 kg	9 kg
Vriddiameter (utan tillbehör)		92 cm	106 cm	120 cm	175 cm

* total längd med tippskydd +10 cm, med stötfångarhjul +1 cm

** total bredd med stötfångarhjul +2 cm



Lystring!

Tillbehör och påbyggnader minskar den återstående lastkapaciteten för FLUX gånghjälpmedel.

// Noter

HOGGI GmbH
Eulerstraße 27 - 56235 Ransbach-Baumbach - Tyskland
www.hoggi.de