


Siirtymälevy



Yksinkertainen siirtymisen apuväline

- Autoon siirryttäessä levy pysyy vakaana ja pitää asentonsa.
- Siirtymälevyn voi tarvittaessa taittaa sivuun, jolloin levy ei ole esteenä muiden matkustajien noustessa autoon tai autosta poistuessaa.
- Siirtymälevy on saatavissa myös sähkökäyttöisenä.
- Siirtymälevyn voi asentaa sekä oikean- että vasemmanpuoleiselle auton etuistuimelle. Sähkökäyttöinen levy on asennettavissa myös tilahenkilöautojen toiselle penkkiriville.
- Asennussarja, yleismalli



Siirtymälevystä on kaksi eri kokoista perusmallia.
Saatavana myös yksilöllisesti mitoitettuna.



Siirtymälevy sivuuntaivutettuna



Suurempi levy pehmeällä verhoilulla



Tetraplegia malli