

# Henkilönostin Handylift



Handylift nostimella matkustaja siirtyy auton alkuperäiselle istuimelle pyörätuolistaan nopeasti ja turvallisesti. Handyliftiä voidaan käyttää asiakkaan haluamalla ovela, kunhan kohta soveltuu nostimen asennukseen. Nostimen kanssa siirrettäessä käytetään nostoliinaa.

Handylift painaa 9,5 kg ja nostokapasiteetti on 120 kg ja 90 kg kun käytetään saranakiinnitystä. Saranakiinnityksellä Handyliftiä voidaan käyttää perheen kaikissa autoissa tai kuljetuspalveluja käytettäessä. Handyliftiä ohjataan langattomalla käsiohjaimella ja sitä voidaan käyt-

tää myös kotinostimena tai matkoilla. Nostin on kosteussuojattu IP66 ja IP44 standartien mukaisesti. Siirron jälkeen Handylift voidaan laittaa kuljetuslaukkuunsa seuraavaa siirtoa varten.

Handylift on lääkinällinen apuväline. (direktiivi 93/42 CE)



## MIKSI SPGH-MDE ?

- Karamootori puristussuojalla
- Langaton kaukosäädin
- Sopii kaikkiin autoihin
- Kevyt 9,5 kg

 **Handylift**<sup>®</sup>



## Henkilönostin Handylift

- Kiinteä- tai pika-asennus
- Irrotettava
- Kuljetuslaukku
- Nostoliina (S-M-L), konepestävä
- Nostokapasiteetti 120 kg, saranakiinnitys 90 kg
- Nostokorkeus 440 mm
- Langaton käsiohjin, manuaalinen hätäkäyttö
- LED käyttövalaistus

  
**FINWAY**  
www.finway.fi

Parhaat autoilun apuvälineet asiantuntijalta

Timo Vihma, 040 060 1865, timo.vihma@finway.fi • Jari Korhonen, 040 550 4655, jari.korhonen@finway.fi