

6-toiminen alusta



Liikkeen vapautta

6-toiminen alusta helpottaa merkittävästi siirtymistä pyörätuolin ja auton istuimen välillä auton sisällä. Alusta mahdollistaa istuimen liikkeet etu-/taka- ja ylä-/alasuunnassa sekä kääntämisen molempiin suuntiin. Sen avulla voit asettaa itsellesi sopivimman asentoa pyörätuolin viereen.

6-toiminen alusta on erittäin helppokäyttöinen. Istuimen liikkeet säädellään kolmella käyttökytkimellä.

Alustan yhteydessä voidaan välillä hyödyntää auton alkuperäistä istuinta. Saatavilla on myös muita istuinmalleja.

Alusta asennetaan auton alkuperäisen istuimenmekanismin tilalle eikä autoon siten tarvitse tehdä suuria pysyviä muutoksia. Esim. myyntitilanteessa auto voidaan tarvittaessa palauttaa takaisin alkuperäiseen asuunsa.



6-toiminen alusta helpottaa auton sisällä siirtymistä pyörätuolin ja auton istuimen välillä



FINWAY

www.finway.fi

Varmista laitteen soveltuvuus omaan autoosi Finwayn asiantuntijoilta.

Parhaat autoilun apuvälineet asiantuntijalta

Timo Vihma +358 40 060 1865 • Jari Korhonen +358 40 550 4655 • Antti Oinas +358 44 783 3041
Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@finway.fi