

Siirtymälevy



Yksinkertainen siirtymisen apuväline


- Autoon siirryttäessä levy pysyy vakaana ja pitää asentonsa.
- Siirtymälevyn voi tarvittaessa taittaa sivuun, jolloin levy ei ole esteenä muiden matkustajien noustessa autoon tai autosta poistuessa.
- Siirtymälevy on saatavissa myös sähkökäyttöisenä.
- Siirtymälevyn voi asentaa sekä oikean- että vasemmanpuoleiselle auton etuistuimelle. Sähkökäyttöinen levy on asennettavissa myös tilahenkilöautojen toiselle penkkiriville.
- Asennussarja, yleismalli



Siirtymälevy sivuuntaivutettuna



Suurempi levy pehmeällä verhoilulla



Siirtymälevystä on kaksi eri kokoista perusmallia.
Saatavana myös yksilöllisesti mitoitettuna.



Tetraplegia malli



FINWAY

www.finway.fi

Varmista laitteiden soveltuvuus omaan autoosi Finwayn asiantuntijoilta.

Parhaat autoilun apuvälineet asiantuntijalta

Timo Vihma +358 40 060 1865 • Jari Korhonen +358 40 550 4655 • Antti Oinas +358 44 783 3041
Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@finway.fi