

Erityislasten turvaistuin IPAI MAX



Saksalaisen Hernikin yhteistyössä Britaxin Römerin kanssa valmistamat erityislasten turvaistuimet on suunniteltu yksilöllisiä istuinratkaisuja vaativille asiakasryhmille, kuten erityis- ja kehitysvammaisille lapsille sekä aikuisille. Kaikki Hernikin valmistamat ja Finway Oy:n maahantuomat istuimet ovat R129 standardin mukaisia ja lääkinällisiä laitteita.

IPAI-MAX on päivitetty malli markkinoilla pitkään olleesta IPAI-NXT istuimesta. IPAI-MAX istuimessa istuinkulmaa on mahdollista säätää aktiivisen ja passiiviseen asennon välillä matkan aikana. Ilman työkaluja syvyyssäädettävä isofix mahdollistaa portaattoman selkänöjan kulmansäädön ja säätö on siten vaivatonta lapsen istuessa istuimessa.

IPAI-MAX	Ilman lantiotyynyjä	Lantiotyynyjen kanssa
Istuinleveys (lantio), cm	32	26
Istuinleveys (polvet), cm	38	24
Istuinsyvyys, cm	33	27-39
Selkänöjan korkeus, cm	41 - 56	38 - 51
Kokonaiskorkeus, cm	59 - 76	56 - 71
Sivutukien korkeus, cm	24 - 36	17 - 30
Sivutukien leveys, cm	15 - 22	
Selkänöjan kulma, °	80 - 120	
Istuinkulma, °	5 - 20	
Kokonaiskorkeus, cm	71 - 88	
Kokonaisleveys, cm	51	
Kokonaissyvyys, cm	44	
Maksimi käyttäjäpituus, cm	150	
Paino, kg	8	
Valmistaja / valmistusmaa	HERNIK GmbH, Saksa	

Vakiovarusteena

- pehmustettu 5-pistevyö
- portaattomasti kulmasäädettävä selkänöja
- säädettävä päntuki
- Isofix kiinnitys
- irrotettavat ja konepestävät pehmusteet

Valittavat lisäominaisuudet:

- pikasäädettävä istuinkulman säätö 5-20 astetta **uusi ominaisuus!**
- pikasäädettävä portaaton Isofix kiinnitys **uusi ominaisuus!**
- kääntömekanismi (käytettävissä myös selkänöjan kallistettuna)
- kiinnitysmekanismi autoon, jossa ei Isofix valmiutta

Valittavat lisävarusteet:

- vartalotuet (leveys ja korkeussäätö)
- reisituet **uusi ominaisuus!**
- tyynysarja
- pöytä
- haarakiiila
- jalkatuki korkeus ja kulmasäädettävä
- magneettinen lukkosuoja
- Headaloft päntuki, törmäystestattu IPAI MAX istuimen kanssa
- istuinsyvyuden säätöadapteri 0-12cm

Törmäystestattu ECE-R 129/03 standardin mukaan

